


NURSICARELLA TURVAAT JA EDISTÄT IMETYSTÄ

NURSICARE®
freeing moms to be moms



www.nursicare.fi

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

| www.steripolar.fi

| ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

RIKKONAISISTA JA KIPEISTÄ RINNANPÄISTÄ KÄRSII JOPA JOKA KOLMAS IMETTÄVÄ ÄITI

Imetystä suositellaan jatkettavan vähintään yhden vuoden ikään asti (Suomen sosiaali- ja terveysministeriö). Rikkonaisista ja kipeistä rinnanpäistä kärsii joka kolmas äiti. Imetyksessä alun haasteet ovat kuitenkin voitettavissa. Hyvän imuotteen huomioiminen on tärkeää koko imetyksen ajan. Jos imetys on kivuliasta, syynä voi olla huono imuote. Jos imetys sattuu, apua ja imetysohjausta on saatavilla mm. synnytyssairaalasta ja neuvolasta. Lue lisää imetyksestä www.imetys.fi.

Vastasyntyneen kanssa kiireettömät imetysharjoitukset ihokontaktissa helpottava hyvän imuotteen löytämistä. Hyvällä imuotteella on kaksi keskeistä mittaria: vauva saa tehokkaasti maitoa ja imetys ei satu. Hyvässä imuotteessa rinnanpää on syvällä vauvan suussa ja vauvan leuka osuu rinnan ihoon, jolloin vauvan pää on todennäköisesti sopivasti takakenossa.

“Hyvän imuotteen perusta on hyvä imetysasento, joka mahdollistaa vauvalle pään taivuttamisen taakse ja suun avaamisen ammolleen. Kun vauvan ottaa rinnalle, hyvä muistisääntö on “maha maha vasten” ja “nenä ja nänni kohdakkain”. Tällöin vauvan on mahdollista tarttua rintaan hyvällä otteella.

Rintojen haavaumat ja kivun vuoksi imetysvälien pidentäminen voivat altistaa rintatulehdukselle. Imuotteen lisäksi on tärkeää hoitaa jo syntynyt haava huolellisesti pitämällä se puhtaana ja estämällä sen arpeutuminen.

Lähde: imetys.fi

NURSICARE RINTASIDOS

Nursicare-sidokset turvaavat ja edistävät imetystä ja sen jatkumista, parantamalla ja ylläpitämällä rinnanpäiden hyvää kuntoa. Nursicare yhdessä oikean imuotteen kanssa lievittää kipua ja tukee haavan paranemista.

KIVUNLIEVITYS

Nursicaren on kliinisesti todistettu vaimentavan kipusignaaleja vähentämällä yliaktiivisten hermosolujen herkkyyttä.

NOPEA PARANEMINEN

Nursicare tarjoaa optimaaliset olosuhteet ihon paranemiseen, estää hankausta ja ylläpitää alueen puhtautta ja ehkäisee infektoita.

TURVALLINEN ÄIDILLE JA LAPSELLE


Nursicare-sidokset sisältävät lapselle turvallisia ainesosia, jotka täyttävät kaikki asianmukaiset kansainväliset turvallisuusstandardit. Ei sisällä lääkeaineita tai muita haitallisia ainesosia ja sopii myös villa ja lanoliiniallergisille.

- F68, pinta-aktiivinen puhdistava ainesosa
- Glyseriini, pitää ihon kosteana ja estää sidosta tarttumasta kiinni
- Superabsorbentti imee ja sitoo eritteen ja maidon sidoksen sisään

Nursicaren turvalliset ainesosat aktivoituvat äidinmaidosta, käynnistäen paranemisprosessin.

Superabsorbentti imee ja sitoo eritteen ja maidon sidokseen

Nursicare-sidos turpoaa ja täyttää haavapohjan



Ylimääräinen kosteus poistuu sidoksesta, säilyttäen sopivan kosteustasapainon haavalla

Puhdistava ja kosteuttava ainesosa vapautuvat sidoksesta haavapohjalle

● Superabsorbentti

● Puhdistava ainesosa, F68

● Kosteuttava ainesosa, glyseriini

NURSICARE JA KIVUNLIEVITYS

Nursicare-käyttö vähentää p.o. kipulääkityksen tarvetta. Nursicare-rintasidos perustuu PolyMem-haavasidoksiin, jotka ehkäisevät inflammaatioreaktion leviämistä ympäröiviin kudoksiin, joka aiheuttaa kudosturvotusta, mustelmia ja kipua.

Nursicare-sidokset vaikuttavat kipureseptoreiden toimintaan vähentäen Na-ioneja kapillaarisesti iholta ja ihonalaisesta kudoksesta. Tämä vaimentaa kipusignaalien kulkua, joka osaltaan voi selittää havaitun kivun vähenemisen.


Nursicare-sidokset vähentävät sidosten vaihdon yhteydessä syntyvää kipua haavalla, sillä ne eivät tartu kiinni haavapohjaan sidoksessa olevan glyseriinin ansiosta.

Nursicare-sidokset vähentävät mekaanisen puhdistuksen tarvetta, sillä ne irrottavat katetta haavapohjalta. Sidoksessa oleva pinta-aktiivinen aine (F68) hakeutuu aktiivisesti haavakatteen ja haavapohjan väliin.




HELPPOKÄYTTÖINEN

1




Aseta Nursicare-rintasidos liivien alle,
kuvioitu puoli pois päin iholta.

2



Aseta Nursicare-rintasidos imetyksen ajaksi
puhtaalle tasolle kuvioitu kalvopuoli alaspäin.

3



Voit käyttää sidosta useita kertoja, kunnes erite
tulee näkyviin kuvioidun taustakalvon lävitse ja/
tai sidoksen sitoma maito saavuttaa sidoksen
ulkoreunat.

*Ole hyvä ja lue pakkauksen mukana tullut käyttöohje ennen
Nursicare-rintasidoksen käyttöönottoa.

Lisää tietoa Nursicaresta osoitteessa
www.nursicare.fi

facebook.com/nursicaresuomi

Nursicare-jälleenmyyjät
www.bit.ly/nursicaremyyja

NURSICARE®
freeing moms to be moms



HOITOTAPAUKSIA

Hoidon aloituspäivä



Kipuskaala - 10

1. päivä



Kipuskaala - 3

4. päivä. Hoito lopetetaan



Kipuskaala - 0

Hoidon aloituspäivä



Kipuskaala - 10

2. päivä



Kipuskaala - 1

3. päivä. Hoito lopetetaan



Kipuskaala - 0

Hoidon aloituspäivä



Kipuskaala - 7

3. päivä



Kipuskaala - 2

5. päivä. Hoito lopetetaan



Kipuskaala - 0

Hoidon aloituspäivä



Kipuskaala - 8

3. päivä



Kipuskaala - 2

7. päivä. Hoito lopetetaan



Kipuskaala - 0

Nursicare-sidoksen glyseriini vetää kudokset nestettä ja sen mukana ravintotekijöitä haavan pintaan ja pehmentää katetta. Pinta-aktiivinen puhdistava ainesosa F68 hakeutuu katteen ja haavapohjan väliin.

NURSICARE TURVAA JA EDISTÄÄ
IMETYSTÄ JA NOUDATTA
KORVIKEKOODIA*



*Lue korvikekoodista, Imetyksen tuki ry:n sivuilta
https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/2017/12/korvikekoodi_2_NETTI.pdf

Suunnittelimme hoitavat
Nursicare-rintasidokset
vähentämään imetyksen
alussa koettua kipua, sillä kipu
ei saisi aiheuttaa ongelmia
äidin ja vastasyntyneen välille.
Nursicare rauhoittaa ja lievittää
imetykseen liittyvää kipua ja
parantaa rikkiäiset ja arat
rinnanpäät nopeasti.



www.nursicare.fi

facebook.com/nursicaresuomi

Nursicare-jälleenmyyjät
www.bit.ly/nursicaremyyja



MKL-714 R1 1116

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

| www.steripolar.fi

| ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

2/2021