

Comfiwave-kompressiotekstiili

Mittausohje

Comfiwave-sääritekstiili

TUOTENUMEROT

	LYHYT	NORMAALI	PITKÄ
S	CW1AD2S	CW1AD2R	CW1AD2L
M	CW1AD3S	CW1AD3R	CW1AD3L
L	CW1AD4S	CW1AD4R	CW1AD4L
XL	CW1AD5S	CW1AD5R	CW1AD5L

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm		S	M	L	XL
c	Pohkeen leivin kohta	25-32	30-38	36-46	44-56
b	Nilkka	17-22	20-26	22-30	27-35
Pituus cm		LYHYT	NORMAALI	PITKÄ	
A-g		32 - 37	37 - 42	42 - 48	48 - 53




b nilkka



c pohkeen
leivin kohta



A-d lattiasta
polvitaiteeseen



Comfiwave-reisitekstiili

TUOTENUMEROT

	LYHYT	NORMAALI	PITKÄ
S	CW1AG2S	CW1AG2R	CW1AG2L
M	CW1AG3S	CW1AG3R	CW1AG3L
L	CW1AG4S	CW1AG4R	CW1AG4L
XL	CW1AG5S	CW1AG5R	CW1AG5L

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm		S	M	L	XL
g	Reiden yläosa	40-48	46-56	54-65	62-75
c	Pohkeen leivin kohta	25-32	30-38	36-46	44-56
b	Nilkka	17-22	20-26	22-30	27-35
Pituus cm		LYHYT	NORMAALI		PITKÄ
A-g		64-70	70-77		77-84



b nilkka




c pohkeen
leivin kohta



g reiden yläosa



A-g lattiasta
reiden yläosaan



Comfiwave-hihatekstiili


TUOTENUMEROT

	LYHYT		NORMAALI	
S	CW1CG2S		CW1CG2R	
M	CW1CG3S		CW1CG3R	
L	CW1CG4S		CW1CG4R	

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm	S	M	L
g Kainalo	25-30	30-40	40-50
d Kyynärvarren keskikohta	23-26	26-30	30-38
c Ranne	13-18	18-22	22-28

Pituus cm	LYHYT	NORMAALI
c-g	36-42	40-46



c ranne



d kyynärvarren keskikohta



g ranne



c-g ranteesta kainaloon

Comfiwave-hiha- ja käsitekstiili



TUOTENUMEROT

	LYHYT		NORMAALI	
S	CW1AH2S		CW1AH2R	
M	CW1AH3S		CW1AH3R	
L	CW1AH4S		CW1AH4R	

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm	S	M	L
g Kainalo	25-30	30-40	40-50
d Kyynärvarren keskikohta	23-26	26-30	30-38
c Ranne	13-18	18-22	22-28
a Sormityvi	16-22	18-24	20-26

Pituus cm	LYHYT	NORMAALI
c-g	36-42	40-46



a sormityvi



c ranne



d kyynärvarren keskikohta



g ranne



c-g ranteesta kainaloon

Comfiwave-sormikastekstiilit

TUOTENUMEROT

Pitkä sormikas

NORMAALI

S	CW1ZE2	
M	CW1ZE3	

Lyhyt sormikas


NORMAALI

S	CW1ZC2	
M	CW1ZC3	

MITTAUSKOHDAT

	Ympärysmitta cm	S	M
b	Peukalotyven kohta	17-22	20-25
c	Ranne	14-20	16-24
d	Kyynärvarren keskikohta	23-28	26-32

	Pituus cm	NORMAALI
c-e	20 - 24	



b Peukalotyven kohta



c ranne



d kyynärvarren keskikohta



c-e ranteesta kainaloon


Comfiwave-vatsatekstiilit

TUOTENUMEROT

M	CW1HT3	
L	CW1HT4	

MITTAUSKOHDAT

	Ympärysmitta cm	M	L
t	Vyötärö	60-70	70-85
j	Lanteet	80-90	90-105



Comfiwave-rintatekstiili

NORMAALI		
TUOTENUMEROT	S	CW1TN2
	M	CW1TN3
	L	CW1TN4
	XL	CW1TN5



MITTAUSKOHDAT			S	M	L	XL
		Rinnan yläpuoli	70-88	80-102	90-116	100-130
		Rinnan keskikohta	70-92	80-108	90-126	100-144
		Rinnan alapuoli	70-80	80-92	90-104	100-116



Rinnan yläpuoli



Rinnan keskikohta




Rinnan alapuoli

Comfiwave reisi- ja lonkkatekstiili

TUOTENUMEROT	LYHYT		NORMAALI	
	S	CW1ET2S		CW1ET2R
	M	CW1ET3S		CW1ET3R
	L	CW1ET4S		CW1ET4R
	XL	CW1ET5S		CW1ET5R

MITTAUSKOHDAT	Ympärysmitta cm		S	M	L	XL
	g	Reiden yläosa	40-48	46-56	54-65	62-75
	e	Polvi	27-35	33-39	41-50	48-60



kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

10/2022